

宠物无针注射器

什么是无针注射器？



无针注射器是一种新型的药物输送设备。无针注射技术在欧美国家百年前就已诞生，广泛应用于胰岛素注射领域，随着无针注射技术趋于成熟，它不仅用于造福人类，还越来越多的用于牲畜与宠物疾病预防与治疗。

为什么选择无针注射器？

1. 无针头，避免了您的宠物因为注射而导致的感染；
2. 操作简单，使用无针注射器，您可以自己在家为自己的宠物注射；
3. 注射不会产生疼痛，您的宠物不会产生应激反应；
4. 药物吸收效率比传统注射更高；
5. 自动吸药，剂量准确；
6. 应激更小，不影响动物进食。

NFI-PI-60型无针注射器主要适用于猫、狗、兔子等宠物的疫苗或药物注射，可作为宠物医院及家庭宠物注射工具。

剂量：0.2~0.6ml连续可调



传统注射：药物注射进入皮下后，挤压周围组织，形成液体“小池”，药物被吸收的速率取决于所包围的组织面积



无针注射：药物以雾状形态进入皮下组织，只需很短时间，药物即可被吸收，药物吸收速率随着扩散面积的增大而提高，微孔极大的减小了对皮肤的创伤



联系我们

常州中安医疗器械有限公司
地址：江苏省常州市武进区常武中路801号科教城2号楼2517
邮编：213164
电话：0519-86339763
传真：0519-86339763
邮箱：zamedical@yahoo.cn
主页：www.zamedical.com

